

MASÁŽNÍ PISTOLE RELAX

Model: RC-MG-030

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁREM A ZRANĚNÍ OSOB. TENTO VÝROBEK MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

1. Používejte pouze podle těchto pokynů. Není určeno pro děti.
2. Udržujte místo masáže čisté a dobře osvětlené.
3. Nepoužívejte masážní zařízení ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
4. Masážní zařízení může vytvořit jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
5. Během obsluhy masážního zařízení držte děti a ostatní kolem sebe z dosahu. Rozptýlení vaší pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad obsluhou pistole.
6. Buďte opatrní, sledujte, co děláte a při práci s masážním zařízením používejte zdravý rozum. Nepoužívejte masážní pistoli, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při používání masážní pistole může způsobit vážné zranění.
7. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k masážní baterii nebo při přenosu zařízení se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenos masážní pistole s prstem na spínači nebo s aktivní masážní pistolí, která je zapnutá, způsobuje nehody.
8. Neponořujte do vody a nedovolte, aby voda vnikla do ventilačních otvorů masážní pistole.
9. Při používání vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. To umožňuje lepší ovládání masážní pistole v neočekávaných situacích.
10. Masážní pistoli nabíjejte pouze přiloženou nabíječkou, která je součástí balení.
11. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Pohyblivé části mohou zachytit volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy.
12. Před každým používáním zařízení a baterii pečlivě zkontrolujte.
13. Na masážní pistoli netlačte. Pro aplikaci použijte správný nástavec.
14. Nepoužívejte masážní pistoli, pokud je spínač nefunkční. Pokud pistoli nelze ovládat spínačem, stává se nebezpečnou a jen nutné ji opravit.
15. Před jakýmkoli nastavením, výměnou příslušenství nebo uskladněním masážní pistole zkontrolujte, zda je spínač ON/OFF vypnutý. Toto preventivní opatření snižuje riziko náhodného spuštění masážní pistole.
16. Masážní pistoli uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s masážní pistolí nebo s těmito pokyny seznámeny, aby ji obsluhovaly. Masážní pistole se může stát nebezpečnou v rukou osoby, která není dostatečně seznámena s její obsluhou.
17. Masážní pistoli a příslušenství používejte v souladu s těmito pokyny. Použití masážní pistole pro jiné účely, než je určená, může být nebezpečné.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

1. Neponořujte výrobek do vody. Chraňte jej před tekutinami nebo zdroji tepla. Udržujte ventilační otvory mimo prach a nečistoty.
 2. Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte zařízení rozebírat.
 3. Nepracujte nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte zařízení 30 minut odpočívat.
 4. Po nabíjení nebo před použitím odpojte nabíječku.
 5. Pouze pro dospělé. Nepoužívejte zařízení na zraněná místa. Před použitím tohoto zařízení se poradte se svým praktickým lékařem.
- Masážní pistole je přenosné dobíjecí vibrační zařízení. Po intenzivním cvičení může účinně zmírnit bolest způsobenou hromaděním kyseliny mléčné a zmírnit bolest svalů u ležících osob.

Balení obsahuje:

1x kufřík, 1x masážní pistole; 6x masážní nástavec; 1x nabíječka, 6 x náhradní těsnění

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	RC-MG-030
Příkon	20 W Max.
Otáčky motoru	1200 - 3300 RPM
Hlučnost	50 dB
Rychlost	Nastavení rychlosti 1 - 20
Kapacita baterie	2000 mAh
Jmenovité napětí	16,8 V
Jmenovitá frekvence	20 - 58 Hz
Baterie	Odnímatelná
Provozní doba	2-5 h (v závislosti na rychlosti)
Doba nabíjení	5-6 h
Masážní hlavice	6 ks
Hlavní materiál	ABS a silikon
G. W/N. W	1260G/890G
Velikost produktu	25,2 x 7,5 x 24,5 cm

SPECIFIKACE



Před prvním použitím baterii plně nabijte.



Pokud chcete baterii vyjmout, uvolněte ji stiskem tlačítka (viz. obrázek) a tahem vyjměte. Při vkládání dbejte na to, aby byl v zákrytu výřez v těle příruby s výstupkem na těle baterie.

PROVOZ

1. Zapněte hlavní vypínač ve spodní části masážní pistole. Světelná dioda ve spodní části rukojeti pistole se rozsvítí zeleně. Pistole je připravena k použití
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF a masážní pistole se zapne.
3. Stisknutím tlačítek + a – upravte podle potřeby rychlost vibrací masážní pistole.
4. Pokud je kapacita baterie menší než 20 %, světelná dioda ve spodní části masážní pistole zčervená; je-li energie menší než 10 %, na displeji se zobrazí E1, je třeba masážní pistolí okamžitě nabít.
5. Když je baterie plně nabitá, světelná dioda ve spodní části masážní pistole změní barvu z červené na zelenou.
6. Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte palcem tlačítko pro uvolnění baterie. Druhou rukou vytáhněte baterii směrem dolů.

MASÁŽNÍ HLAVICE – POUŽITÍ

Kulatá hlavice

Vhodná pro masáž všech svalů a také pro uvolnění svalů před a po cvičení.



Palcová hlavice

Vhodná na chodidla a dlaně. Je malá, ale dokáže vyvinout velkou energii.



Hlavice ve tvaru U

Vhodné pro svaly na obou stranách páteře. Hlavice ve tvaru U se vyhybá páteři a krčním obratlům (Nelze použít přímo na páteř a krční obratle, může to způsobit fyzické poškození)



Oblouková hlavice

Jedná se o kruhový oblouk ve tvaru, který je vhodný pro masáž stehenních svalů.



Plochá hlavice

Vhodná pro masáž citlivých a kostnatých míst



Hlavice tvaru „hříbek“

Vhodná pro většinu částí těla, pro jemnou masáž ztuhlých partií.



NABÍJENÍ

1. Plně nabijte baterii před prvním použitím, nabíjejte po dobu až 6 hodin.
2. K nabíjení baterie použijte pouze dodaný originální adaptér.
3. Blikající světla znamenají, že se baterie nabíjí.
4. Kontrolky LED přestanou blikat a zůstanou svítit, což znamená, že je baterie plně nabitá.
5. Baterii lze dobít kdykoliv na libovolnou úroveň.
6. Pokud se kontrolka LED rozsvítí červeně, musíte baterii nabít.
7. Průměrná doba chodu je 2 a více hodin v závislosti na úrovni rychlosti vibrací a tlaku vyvíjeném během používání.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Otřete suchým hadříkem.
2. Skladujte v dodaném obalu na suchém místě.
3. Udržujte ventilační štěrby motoru čisté.
4. Udržujte všechny ovládací prvky bez prachu.
5. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte vodu ani chemické čisticí prostředky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.